

DCM hotbond



منتجات دي سي إم هوت بوند
إرشادات الاستخدام



hotbond

تسركونكت

دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي
معامل تمدد حراري $9,7 \times 10^{-6}$ كلفن⁻¹ $0,5 \pm$ (25-500°C)

دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي
دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي زجاج يقوم على أساس
مادة غنية بحمض السيلييك، يمكن استخدامه كرابط. يساعد
على الربط المحكم للمواد من ناحية تقنيات الأسنان، والتي تتألف من
مواد إبطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم مع كسوات سيراميكية ومركبات أسنان مناسبة.
في هذه الأثناء يمكن استخدام سيراميك ثنائي أكسيد الزركونيوم كثنائي أكسيد زركونيوم مُعالج أو كمادة
ثنائي أكسيد زركونيوم خاضعة للتصليد الحراري بحسب نوعية السيراميك المعالج المُشكل حراريًا أو غير المحروق.

لمعالجة دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي يتعين رش سطح إطار زركونيوم، حتى يمكن تحقيق شُك متكافئ لطبقة السطح يقل بوضوح عن ٣٠
ميكرومتر.

دواعي الاستعمال:

- تهيئة أسطح التيجان والجسور المكونة من ثنائي أكسيد الزركونيوم قبل تكسيته بالسيراميك.
- تهيئة أسطح التيجان والجسور المكونة من ثنائي أكسيد الزركونيوم قبل تكسيته بمركبات الأسنان
(التهيئة للربط).
- موازنة الأسطح الحاجزة لمثبتات التقويم والجسور اللاصقة بغرض
تهيئة الربط عن طريق التثبيت اللاصق

موانع الاستعمال:

لا يُستخدم دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي كمادة ربط بين ثنائي أكسيد الزركونيوم -ثنائي أكسيد الزركونيوم و ثنائي أكسيد الزركونيوم - التيتانيوم.
يُنصح استعمال دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي مع البطانة المخصصة للكسوات السيراميكية.

مجالات استخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي

➔ ثنائي أكسيد الزركونيوم



مركبات الأسنان،
كسوات سيراميكية،
سيراميك مضغوط، مواد
تثبيت لاصقة

➔ ثنائي أكسيد الزركونيوم



مركبات الأسنان،
كسوات سيراميكية،
سيراميك مضغوط، مواد
تثبيت لاصقة

رابط مخصص لإطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم
رابط مخصص لإطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم

تسركونكت
تسركونكت سبراي

فهرس المحتويات



تسركونكت/
تسركونكت سبراي
03-10

hotbond
zirconnect



فوزيو كونكت سبراي
12-14
فوزيو 12
15-21

hotbond
fusio



تسركون
22-27

hotbond
zircon

دي سي إم هوت بوند تسركونكت سبراي

لعمل طبقة ثنائي أكسيد الزركونيوم، يتم رج عبوة إسبراي دي سي إم هوت بوند تسركونكت بقوة، حتى يمكن سماع صوت كرة التقلب بوضوح. يتم رش طبقة تغطية من على بعد حوالي ٢٠ سم بالتدرج وعلى دفعات متساوية.

إرشادات تحذير متعلقة بخواص المواد

موانع الاستعمال:

يُحظر عمل تركيبات مواد خارج الغرض المُحدد لمنظومة منتجات دي سي إم هوت بوند الموصوفة!

إرشادات تحذير بخصوص المعالجة التقنية:

مخصصة لاستعمالات الأسنان فقط بموجب الغرض المُحدد!

لا يجوز أن تتم المعالجة إلا على يد أخصائيين مُدربين!

عند معالجة المنتجات السيراميكية (الصقل والتلميع) يمكن أن يتكون غبار وشظايا. احرص على حماية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازًا لشفط العوادم أو أن ترتدي كامامة واقية ونظارة واقية! توخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أثناء الاحتراق. خطر الإصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية الشخصية!

تجنب ملامسة المواد للجلد والأغشية المخاطية والعينين!

لا يجوز إعادة تفريغ المسحوق -المخلوط ولو لمرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة- في الأوعية! خطر التلوث!

احرص على عدم تلامس المسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة في عبوة المسحوق. خطر التلوث!

احرص على نقاء الفرشاة أو الإسبراي أو السكويولا. قد يؤثر أي تلوث من مصدر خارجي سلبيًا على نتائج الاحتراق. خطر التلوث!

بسبب طرق البناء المختلفة لأفران حرق السيراميك في السوق، ينطوي الأمر على

ظروف حرق مختلفة. يتعين لزامًا مراعاة هذه المسألة وإقرار العميل بتحمل المسؤولية الشخصية تجاهها. درجات الاحتراق المذكورة ما هي إلا نسب استرشادية!

HY22 - أيروسول سريع الاشتعال

HY29 - الوعاء يتعرض لضغط؛ يمكن أن ينفجر أثناء التسخين

GHS02



التخزين وتعليمات الأمان:

درجة التخزين المفضلة: درجة حرارة الغرفة. يُحفظ في مكان جاف.

تشمل إرشادات الاستخدام جميع مجالات استخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات أسفل الرابط: www.dcm-hotbond.com

إجراءات متعلقة بتقنيات الأسنان:

تنبيه:

إذا كانت الجهة الصانعة تُوصي بتعريض مركبات الأسنان للتمدد الحراري قبل التكبسة بالسيراميك، فيتعين ذلك قبل رش الطلاء باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي. في حالة الإطارات التي تم لحامها باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركون، احرص على توفير ركيزة من خلال تصميم مخصوص لقُرص الاحتراق.

تنبيه:

قبل التكبسة بالسيراميك، يتعين طلاء الأسطح الحاجزة للتثبيت اللاصق في الفم (أجنحة الجسور اللاصقة وغيرها) باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي.

تهيئة الجسر:

١. السفع الرملي



قبل «التريبط» تتم التهيئة باستخدام أماس خشن منقوع في مياه باردة. تؤدي المعالجة الجافة إلى المزيد من التصدعات وعدم الاستقرار. التهيئة المفضلة للأسطح هي السفع الرملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃) بحجم جسيمات ١١٠ ميكرومتر في ضغط إشعاعي بقوة ٢ بار. يتعين الحرص على العمل بنظافة وبدون شحوم (صورة ١).

معالجة الجسر:

٢. الرش



الرش على إطار جسر (صورة ٢).

تتم عملية الاحتراق طبقاً للبيانات الواردة أدناه.

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي كالتالي:	
درجة الحرارة الابتدائية:	450°م
مدة التجفيف:	دقيقتان
درجة الاحتراق:	1000°م
معدل التصاعد:	60°م/الدقيقة
مدة التثبيت:	1 دقيقة
التفريغ عند:	450°م
التفريغ حتى:	1000°م

٤. السفع الرملي



سفع رملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحجم جسيمات ١١٠ ميكرومتر عند ضغط إشعاعي بمقدار ١ بار، لتشكيل سطح أكبر، بذلك تزداد قابلية الترطيب. الآن يمكن البدء في التغطية بالسيراميك (صورة ٦).


تنبيه:

للتثبيت اللاصق أو لكسوات مركبات الأسنان، يتعين إجراء سفع رملي لأسطح الجسور المطلية مسبقاً أو الأسطح الحاجزة باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحبيبات بحجم ١١٠ ميكرومتر، يليه المعالجة باستخدام مواد هلامية كاوية متداولة للسيراميك طبقاً لتعليمات الجهة الصانعة.

يتعين لزاماً اتباع تعليمات السلامة عند التعامل مع المواد الهلامية الكاوية للسيراميك، لاحتوائها على حمض الهيدروفلوريك (HF)!

تهيئة مثبتات التقييم:

١. السفع الرملي



قبل «الترطيب» تتم المعالجة والتهيئة باستخدام ألماس خشن منقوع في مياه باردة، تؤدي المعالجة الجافة إلى المزيد من التصدعات وعدم الاستقرار. لتهيئة الأسطح يُنصح بإجراء سفع رملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحجم جسيمات ١١٠ ميكرومتر عند ضغط إشعاعي بمقدار ٢ بار (صورة ٧). يتعين الحرص على العمل بنظافة وبدون شحوم.

3



سطح مرشوش لجسر التغطية (صورة ٣).

يتم خلط دي سي إم هوت بوند تسركونكت «مائيًا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سبراي أون) . يتعين أن يكون السطح المرشوش سطحًا مسحوقًا.

٣. الاحتراق

4



يتعين وضع العنصر بعد ذلك على حامل مادة اشتعال (صورة ٤).

5



يتعين توزيع دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي بالتساوي على الإطار في شكل زجاجي لامع، وذلك بعد انتهاء الاحتراق (صورة ٥).

تهيئة مثبتات التقويم:

٢. الرش

8



يتم خلط دي سي إم هوت بوند تسركونكت «مائيًا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سبراي أون). يتعين أن يكون السطح المرشوش سطحًا مسحوقًا (صورة ٨).

٣. الاحتراق

9



تُوضع إطارات الجسور اللاصقة ومثبتات التقويم وعناصر التشكيل على حامل مادة اشتعال باستخدام قطن الاحتراق التقليدي. تتم عملية الاحتراق طبقًا للبيانات الواردة أدناه. يتعين أن يبدو طلاء دي سي إم هوت بوند تسركونكت في شكل زجاجي لامع بعد عملية التريبط بالحرق الناجحة (صورة ٩).

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي كالتالي:

درجة الحرارة الابتدائية:	450°م
مدة التجفيف:	دقيقتان
درجة الاحتراق:	1000°م
معدل التصاعد:	60°م/الدقيقة
مدة التثبيت:	1 دقيقة
التفريغ عند:	450°م
التفريغ حتى:	1000°م

تنبيه:

للتثبيت اللاصق أو لكسوات مركبات الأسنان، يتعين إجراء سفع رملي لأسطح الجسور المطلوبة مسبقًا باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي أو للأسطح الحازرة باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_3O_2) بحجم 110 ميكرومتر عند ضغط بمقدار 1 بار يليه المعالجة باستخدام مواد هلامية كاوية متداولة للسراميك طبقًا لتعليمات الجهة الصانعة. يتعين الالتزام بتعليمات السلامة عند التعامل مع المواد الهلامية الكاوية للسراميك، لاحتوائها على حمض الهيدروفلوريك (HF)!


٤. السفع الرملي

سفع رملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_3O_2) لحجم جسيمات 110 ميكرومتر عند ضغط إشعاعي بمقدار 1 بار، لتشكيل سطح أكبر. بذلك تزداد قابلية التريبط.

تهيئة الجسر اللاصق:

١. السفع الرملي

10



قبل «التريبط» تتم المعالجة باستخدام أماس خشن مع التبريد بالمياه. تؤدي المعالجة الجافة إلى المزيد من التصدعات وعدم الاستقرار. التهيئة المفضلة للأسطح هي السفع الرملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_3O_2) بحجم جسيمات 110 ميكرومتر عند ضغط إشعاعي بمقدار 2 بار (صورة 10). يُنظف السطح مرة أخرى قبل «التريبط» مباشرةً باستخدام الهواء المضغوط. يتعين الحرص على العمل بنظافة وبدون شحوم.

معالجة الجسر اللاصق:

٢. الرش

11



الطلاء باستخدام مسدس فرشاة هوائية (صورة ١١).

يتم خلط دي سي إم هوت بوند تسركونكت «مائيًا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سبراي أون). يتعين أن يكون السطح المرشوش مسحوقًا.



يتعين وضع العنصر بعد ذلك على حامل مادة اشتعال تقليدي باستخدام قطن احتراق (صورة ١٢). يُنصح باستعمال قرص احتراق شبكي مصنوع من ثنائي أكسيد الزركونيوم لضمان تهدد حراري متكافئ في النظام. تتم عملية الاحتراق طبقاً للبيانات التالية.

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي كالتالي:	
درجة الحرارة الابتدائية:	450°م
مدة التجفيف:	دقيقتان
درجة الاحتراق:	1000°م
معدل التصاعد:	60°م/الدقيقة
مدة التثبيت:	1 دقيقة
التفريغ عند:	450°م
التفريغ حتى:	1000°م

٤. السفح الرملي

سفح رملي باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحجم جسيمات 110 ميكرومتر عند ضغط إشعاعي بمقدار 1 بار، لتشكيل سطح أكبر. بذلك تزداد قابلية الترطيب.

تنبيه:

للتثبيت اللاصق أو لكسوات مركبات الأسنان، يتعين إجراء سفح رملي لأسطح الجسور المطلية مسبقاً باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركونكت/ تسركونكت سبراي أو للأسطح الحاضرة باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحيات بحجم 110 ميكرومتر مع ضغط بمقدار ١ بار، يليه المعالجة باستخدام مواد هلامية كاوية متداولة للسيراميك طبقاً لتعليمات الجهة الصانعة. يتعين الالتزام بتعليمات السلامة عند التعامل مع المواد الهلامية الكاوية للسيراميك، لاحتوائها على حمض الهيدروفلوريك (HF)!

دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي

معامل تمدد حراري 9.0×10^{-6} كلفن⁻¹ (٢٥-٥٠٠م°)

دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي عبارة عن زجاج جاهز للرش يقوم على أساس مادة سيليكونية حديثة وخالية من اللبوسيت، مصبوغ طبقاً لمقياس فين الكلاسيكي للتلوين B1. دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي مُعد فقط لاستخدامات الأسنان وللاستعمال بمعرفة أخصائين مُدرّبين. دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي مُعد لمواصلة المعالجة بغرض التطعيم المحكم للنتانيوم مع وحدات تغطية تشريعية مكونة من ثنائي سيليكات وكذلك للنتانيوم مع ثنائي أكسيد الزركونيوم في منظومة دي سي إم هوت بوند فوزيو.

موانع الاستعمال:

- عمل تركيبات مواد خارج إطار منظومة منتجات دي سي إم هوت بوند الموصوفة و/أو مواد من جهات خارجية.
- الطلاء مواد غير مُقرّرة.
- زوايا وأطراف حادة على الإطار أو أشكال إطار مُصغرة بطريقة غير تشريعية.
- هذه الطريقة من الربط غير مناسبة لمريض صرير الأسنان وسوء إطباق الأسنان

إرشادات تحذير متعلقة بخواص المواد

موانع الاستعمال:

يُحظر عمل تركيبات مواد خارج الغرض المُحدد لمنتج دي سي إم هوت بوند كونكت سبراي الموصوف!

إرشادات تحذير بخصوص المعالجة التقنية:

مخصص لاستعمالات الأسنان فقط بموجب الغرض المُحدد!

لا يجوز أن تتم المعالجة إلا على يد أخصائين مُدرّبين!

عند معالجة المنتجات السيراميكية (الصلق والتلميع) يمكن أن يتكون غبار وشظايا. احرص على حماية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازاً لشطف العوادم أو أن ترتدي كامامة واقية ونظارة واقية! توخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أثناء الاحتراق، خطر الإصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية الشخصية!

تجنب ملامسة المواد للجلد والأغشية المخاطية والعينين!

لا يجوز إعادة تفريغ المسحوق -المخلوط ولو مرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة- في الأوعية! خطر التلوث!

احرص على عدم تلامس المسحوق مع فرشاة ملبلة أو أدوات ملبلة في عبوة المسحوق، خطر التلوث!

احرص أشد الحرص على نقاء الفرشاة أو أنبوبة التزديد أو السكبولا. قد يؤثر أي تلوث من مصدر خارجي سلباً على نتائج الاحتراق، خطر التلوث!

بسبب طرق البناء المختلفة لأفران حرق السيراميك في السوق، ينطوي الأمر على ظروف حرق مختلفة نسبياً، يتعين لزماً مراعاة هذه المسألة وإقرار العميل بتحمل المسؤولية الشخصية تجاهها. درجات الاحتراق المذكورة ما هي إلا نسب استرشادية!

H222 - أيروسول سريع الاشتعال

H229 - الوعاء يتعرض لضغط؛ يمكن أن ينفجر أثناء التسخين



التخزين وتعليمات الأمان:

درجة التخزين المفضلة: درجة حرارة الغرفة. يُحفظ في مكان جاف.

تشمل إرشادات الاستخدام جميع مجالات استخدام

دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات أسفل الرابط: www.dcm-hotbond.com

إجراءات متعلقة بتقنيات الأسنان:


١. التحضير:

يتعين سفع جميع الأسطح رملًا باستخدام أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) لحبيبات بحجم 110 ميكرومتر ومقدار ضغط يصل إلى 2 بار بعد أقصى. يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والشحوم.

يتعين سد مجرى الربط في قواعد الدعائم الفردية المصنوعة من التيتانيوم باستخدام قطن احتراق مُسال كحماية من تسرب اللحام.

٢. طلاء أسطح التيتانيوم باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي

لطلاء تلك الأسطح، يتم رج عبوة إسبراي دي سي إم هوت بوند كونكت بقوة، حتى يمكن سماع صوت كرة التقلب بوضوح. يتم رش طبقة تغطية من على بعد حوالي 5 - 10 سم بالتدريج وعلى دفعات متساوية.



تاج من التيتانيوم مطلي باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي



جسر من التيتانيوم مطلي باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي



دعامة تيتانيوم مطلية باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي

ثُبت العنصر المرشوش على قرص احتراق ثم أحرقه في فرن سيراميك طبقاً لبيانات الاحتراق التالية.



hotbond

فوزيو

فوزيو

دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 هو لحام سيراميك زجاجي يعتمد على مادة سيليكونية، يساعد على التطعيم المحكم لثنائي أكسيد الزركونيوم مع وحدات تغطية تشريحية من ثنائي السيليكات بمعامل تمدد حراري نسبته حوالي $10,0 \pm 0,5 \times 10^{-6}$ كلفن (100°C - 500°C)، التيتانيوم مع وحدات تغطية تشريحية من ثنائي السيليكات بمعامل تمدد حراري نسبته حوالي $10,0 \pm 0,5 \times 10^{-6}$ كلفن (100°C - 500°C) فضلاً عن دمج التيتانيوم مع ثنائي أكسيد الزركونيوم لتصنيع منتجات متعلقة بتقنيات الأسنان.

يُستخدم دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 لربط التيتانيوم بثنائي أكسيد الزركونيوم وربط التيتانيوم بثنائي السيليكات. يُفضل استخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 عند فاصل لحام يتراوح قطره بين 0,15 ملم - 0,3 ملم بحد أقصى.

يُحظر استخدام المُنتج عند فواصل اللحام التي يقل قطرها عن 0,1 ملم أو يزيد عن 0,3 ملم.

دواعي الاستعمال:

ثنائي أكسيد الزركونيوم مع ثنائي السيليكات نوصي بها يلي: دي سي إم هوت بوند فوزيو 12	التيتانيوم مع ثنائي السيليكات نوصي بها يلي: دي سي إم هوت بوند فوزيو 12	التيتانيوم مع ثنائي أكسيد الزركونيوم نوصي بها يلي: دي سي إم هوت بوند فوزيو 12
×	دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي مادة سيراميكية لتهيئة أسطح التيتانيوم النقي أو TiAl6V4 أو TiAl6NbV لإقامة رابط مُحكم وخالي من الفجوات ودائم بين قاعدة تيتانيوم وهيكل علوي فردي من ثنائي أكسيد الزركونيوم أو مع وحدات تغطية تشريحية من ثنائي السيليكات.	
×	يُساعد دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي على التحكم في اللون في المعالجات اللاحقة للتيتانيوم.	
×	يقلل دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي من التأكسد اللاحق لسطح التيتانيوم في المعالجات اللاحقة.	
دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 عبارة عن سيراميك زجاجي يُستخدم كالحام رئيسي أثناء لحام التيتانيوم المطلي مسبقاً باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي مع وحدات تغطية تشريحية مصنوعة من ثنائي السيليكات.	دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 عبارة عن سيراميك زجاجي يُستخدم كالحام رئيسي أثناء لحام التيتانيوم المطلي مسبقاً باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي مع وحدات تغطية تشريحية مصنوعة من ثنائي السيليكات.	دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 عبارة عن سيراميك زجاجي يُستخدم كالحام رئيسي أثناء لحام ثنائي أكسيد الزركونيوم مع وحدات تغطية تشريحية مصنوعة من ثنائي السيليكات.

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي كالتالي:	
درجة الحرارة الابتدائية:	450°C
مدة التجفيف:	6 دقائق
درجة الاحتراق:	800°C
معدل التصاعد:	$55^\circ\text{C}/\text{الدقيقة}$
مدة التثبيت:	1 دقيقة
التفريغ عند:	450°C
التفريغ حتى:	800°C



نماذج تيتانيوم وجسر تيتانيوم على قرص الاحتراق بعد إتمام الاحتراق

ملحوظة: إذا لم ينتج عن التزديد طبقة كافية، فيمكن عملطاء سطح إضافي باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي . في هذه الأثناء يراعى أن الفاصل اللحام في موضع تزديد الطبقة الإضافية يتعرض للاختزال.

موانع الاستعمال:

لا تُستخدم مواد دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 و دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي للرطبتين كل من: أكسيد الألومنيوم مع ثنائي أكسيد الزركونيوم وأكسيد الألومنيوم مع التيتانيوم وكذلك أكسيد الألومنيوم مع ثنائي السيليكات.

لا تتناسب المواد مع كسوات ثنائي السيليكات المطلية على حدة ولا مع أنواع ثنائي السيليكات الخارجية عن نطاق معامل التمدد الحراري بنسبة حوالي $10,0 \pm 0,5 \times 10^{-6}$ كلفن ($100^\circ\text{م} - 500^\circ\text{م}$).

يُصرح باستعمال دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 و دي سي إم هوت بوند فوزيو كونكت سبراي فقط للدواعي الواردة أعلاه!

إرشادات تحذير متعلقة بخواص المواد

موانع الاستعمال:

يُحظر الخلط بمواد خارج الغرض المُحدد لمنتج دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 الموصوف!

إرشادات تحذير بخصوص المعالجة التقنية:

مخصص لاستعمالات الأسنان فقط بموجب الغرض المُحدد!

لا يجوز أن تتم المعالجة إلا على يد أخصائيين مُدربين!

عند معالجة المنتجات السيراميكية (الصلق والتلميع) يمكن أن يتكون غبار وشظايا. احرص على حماية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازاً لشطف العوادم أو أن ترتدي كمامة واقية ونظارة واقية! توخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أثناء الاحتراق. خطر الإصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية الشخصية!

تجنب ملامسة المواد للجلد والأغشية المخاطية والعينين!

لا يجوز إعادة تفريغ المسحوق -المخلوط ولو مرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة- في الأوعية- خطر التلوث!

احرص على عدم تلامس المسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة في عبوة المسحوق. خطر التلوث!

احرص أشد الحرص على نقاء الفرشاة أو أنبوبة التزديد أو السكوبولا. قد يؤثر أي تلوّث من مصدر خارجي سلباً على نتائج الاحتراق. خطر التلوث!

بسبب طرق البناء المختلفة لأفران حرق السيراميك في السوق، ينطوي الأمر على

ظروف حرق مختلفة. يتعين لزاماً مراعاة هذه المسألة وإقرار العميل بتحمل المسؤولية الشخصية تجاهها. درجات الاحتراق المذكورة ما هي إلا نسب استرشادية!

التخزين وتعليمات الأمان:

درجة التخزين المفضلة: درجة حرارة الغرفة. يُحفظ في مكان جاف.

تشمل إرشادات الاستخدام جميع مجالات استخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو 12.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات أسفل الرابط: www.dcm-hotbond.com

إجراءات متعلقة بتقنيات الأسنان:


١. التحضير:

- يجب أن يكون هناك فاصل لحمي بين المكونات المطلوب لحامها، بحيث يتراوح قطره بين 0,1 ملم حتى 0,3 ملم بح أقصى.
- يتعين سفع جميع الأسطح رملياً باستخدام حبيبات أكسيد ألومنيوم بحجم 110 ميكرومتر وعند مقدار ضغط 1 بار. يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والشحوم.
- يتعين سد مجرى البرغي في قواعد الدعامات الفردية المصنوعة من التيتانيوم باستخدام قطن احتراق مُسال كحماية من تسرب اللعاب.

٢. التطعيم

يجري التطعيم باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 على النحو التالي:

يُخلط مسحوق دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 مع دي سي إم هوت بوند فوزيو السائل بكمية معايرة لتكوين قوام دسم.



قطرة السائل شاملة المسحوق المتراكم



قوام دسم



تلفظ السائل بسبب المسحوق

يُفرّغ دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 اللزج باستخدام فرشاة على جميع مواضع اللحام على دفعات متساوية. يراعى وجود كمية فائضة من دي سي إم هوت بوند فوزيو ١٢، حيث تحتاج الكتلة إلى مادة شطف لاحقة أثناء عملية التصليد الحراري.


تطعيم جسر ثنائي أكسيد زركونيوم بثنائي سيليكات



ترطيب الجسر من الخارج




ترطيب كسوة فردية من الداخل



جسر تيتانيوم مع كسوة أولية وفانتس لحام




جسر مع كسوات وفانتس لحام



عملية التركيب



ترطيب غطاء تيتانيوم من الداخل



ترطيب غطاء تيتانيوم من الخارج




ترطيب غطاء ثنائي سيليكات من الداخل



ترطيب ثنائي أكسيد الزركونيوم من الخارج



تاج تيتانيوم وكسوة مع فانتس لحام



عملية التركيب



تاج وكسوة مع فانتس لحام



عملية التركيب



ترطيب كسوة فردية من الداخل



ترطيب جسر تيتانيوم من الخارج

تاج تيتانيوم مع ثنائي سيليكات

تطعيم تاج ثنائي أكسيد الزركونيوم بثنائي سيليكات

تطعيم جسر تيتانيوم بثنائي سيليكات



يُخلط مسحوق دي سي إم هوت بوند فوزيو ١٢ مع دي سي إم هوت بوند فوزيو السائل بكمية معيارية لتكوين قوام دسم



يتم حشو غطاء ثنائي أكسيد الزركونيوم الناتج بمادة دي سي إم هوت بوند فوزيو ١٢ باستخدام الفرشاة



يليه ترطيب دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 لسطح قاعدة التيتانيوم المُعالج مسبقًا باستخدام دي سي إم هوت بوند فوزيو كولكت. تبقى قناة الربط مغلقة.



يجري تثبيت عنصر الاحتراق المُركب من رأسه على قرص الاحتراق باستخدام قطن احتراق مُسال.

ملحوظة!

يتعين تثبيت الدعامات من رأسها، أما التيجان والجسور بالطريقة التقليدية على قرص الاحتراق باستخدام قطن احتراق مُسال.

يتم تجفيف العناصر المُثبتة أولاً في حجرة الاحتراق المفتوحة في فرن الاحتراق لمدة 20 دقيقة على الأقل عند درجة حرارة 400°م. ويُفضل إطالة مدة التجفيف مع العناصر الكبيرة.

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند فوزيو 12 كالتالي:	
درجة الحرارة الابتدائية:	450°م
مدة التجفيف:	30 دقيقة
درجة الاحتراق:	770°م
معدل التصاعد:	40°م/الدقيقة
مدة التثبيت:	1 دقيقة
التفريغ عند:	450°م
التفريغ حتى:	770°م

يتعين موازنة بيانات الاحتراق كل على حدة مع العناصر الكبيرة نسبياً. بعد الاحتراق يتعين إزالة الفوائض باستخدام ألماس مع التبريد بالمياه.

إرشادات تحذير متعلقة بخواص المواد

موانع الاستعمال:

يُحظر عمل تركيبات مواد خارج الغرض المُحدد لمنظومة منتجات دي سي إم هوت بوند الموصوفة:

إرشادات تحذير بخصوص المعالجة التقنية:

مخصصة لاستعمالات الأسنان فقط بموجب الغرض المُحدد!

لا يجوز أن تتم المعالجة إلا على يد أخصائيين مُدرّبين!

عند معالجة المنتجات السيراميكية (الصقل والتلميع) يمكن أن يتكون غبار وشظايا.

احرص على حماية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازاً لشطف العوادم أو أن ترتدي كمامة واقية ونظارة واقية! توخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة أثناء الاحتراق. خطر الإصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية الشخصية!

تجنب ملامسة المواد للجلد والأغشية المخاطية والعينين!

لا يجوز إعادة تفريغ المسحوق -المخلوط ولو مرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة- في الأوعية! خطر التلوث!

احرص على عدم تلامس المسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة في عبوة المسحوق. خطر التلوث!

احرص على نقاء الفرشاة أو الإسبراي أو السكوبولا. قد يؤثر أي تلوث من مصدر خارجي سلباً على نتائج الاحتراق. خطر التلوث!

بسبب طرق البناء المختلفة لأفران حرق السيراميك في السوق، ينطوي الأمر على ظروف حرق مختلفة نسبياً. يتعين لزاماً مراعاة هذه المسألة وإقرار العميل بتحمل المسؤولية الشخصية تجاهها. درجات الاحتراق المذكورة ما هي إلا نسب استرشادية!

التخزين وتعليمات الأمان:

درجة التخزين المفضلة: درجة حرارة الغرفة. يُحفظ في مكان جاف.

تشمل إرشادات الاستخدام جميع مجالات استخدام دي سي إم هوت بوند تسركون.


يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات أسفل الرابط: www.dcm-hotbond.com

إجراءات متعلقة بتقنيات الأسنان:

التحضير:

يُشترط لإنشاء رابطة لحام مستقرة بين إطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم تصميم عنصر الربط المخصص المستوفي لتعليمات النظام، والمكون من جزء رئيسي وآخر ثانوي، بحيث يفصل بينهما فاصل لحامي متكايف السمك يتراوح عرضه بين < ٠,٣ و > ٠,٥ ملم. لا يجوز أن يتخطى عرض الفاصل اللحامي ٠,٥ ملم.

يتعين ربط الجزء الرئيسي مباشرةً بتاج تثبيت. لتجنب الخسائر التجميلية والإستاتيكية يتعين دمج الجزء الرئيسي والثانوي في عنصر بيئي. يشتمل الجزء الرئيسي دائماً على الهيكل الأساسي، لكي يُعرض نطاق الجسر الثابت مع الجزء الثانوي نطاق الربط للضغط بشكل كبير (صورة a1 و b1)



hotbond

تسركون

دي سي إم هوت بوند تسركون (لحام أساسي) لتطعيم ثنائي أكسيد الزركونيوم
معامل تمدد حراري $9,7 \times 10^{-6}$ كلفن⁻¹ $\pm 0,5$ (٢٥-٥٠٠°م)

دي سي إم هوت بوند تسركون (لحام أساسي) لتطعيم ثنائي أكسيد الزركونيوم ثنائي أكسيد الزركونيوم
دي سي إم هوت بوند تسركون لحام سيراميك مصنوع من سيراميك الزجاج يعمل على الربط المحكم بين إطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم للاستعمالات المتعلقة بتقنيات/طب الأسنان.

دواعي الاستعمال:

١. لحام أجزاء إطار ثنائي أكسيد زركونيوم سيراميكية خالصة مصنوعة من هياكل ثنائي أكسيد الزركونيوم المعالجة أو المتصلدة حرارياً للتمديد/للتوسيع الأفقي لإطارات جسر مشدودة بشكل أطول نسبياً بشرط استعمال عناصر تركيب مصنوعة خصيصاً للنظام فقط، مكونة من جزء رئيسي وآخر ثانوي. يُصنع كلا الجزئين على حدة من قبل الفني.
٢. لحام أجزاء إطار ثنائي أكسيد زركونيوم سيراميكية خالصة بغرض التمديد الرأسي لإطارات الجسر في حالة الارتفاع الطفيف للبرغي والمسافة السخية المضخمة بشرط تركيب رابطة التجويف النابضي بين الجزء الأساسي والجزء القاطع. يتعين تصميم هذه العناصر على حدة.
٣. لحام أجزاء تشكيل سيراميكية مصنوعة من ثنائي أكسيد الزركونيوم مثل الدعائم ذات التصميمات الفردية للتمديد أو للمعالجة الأساسية للأنسجة بغرض تحسين «المظهر الخارجي للأسنان».
٤. لحام إطارات القاعدة بأجزاء خارجية لتحسين الشكل، والتي لا يُسمح بتعريضها للانحناء أو القتل أو الإجهاد بالقص.

موانع الاستعمال:

غير مسموح باستخدام المادة في اللحام البارد (المنتشر بالتوازي) للجسور المفصولة أو المكسورة في النطاق الداخلي للأسنان أو لقطاعات الجسور أو لإصلاح هياكل ثنائي أكسيد زركونيوم مختلفة النوع.

تنبيه:

يتعين إجراء المعالجات الحرارية للإطارات أو معالجة ثنائي أكسيد الزركونيوم بموجب تعليمات الجهة الصانعة قبل استخدام دي سي إم هوت بوند تسركون للحام.

مجالات استخدام دي سي إم هوت بوند تسركون:

➔ ثنائي أكسيد الزركونيوم



ثنائي أكسيد الزركونيوم ➔

مادة تطعيم لثنائي أكسيد الزركونيوم

تسركون



قلب جيداً باستخدام سكوبولا من العقيق واحرص على عدم قلب أية فقاعات (صورة ٣). يتسم القوام الأمثل بالدمامة واللزوجة بدون تقطير.



يتم ترطيب جميع المواضع المطلوب لحامها من الجزء الرئيسي والثانوي بكمية متكافئة باستخدام فرشاة (صورة ٤).



بعد ذلك يتم تركيب الأجزاء المطلوب تطعيمها على القالب النموذجي بحذر (صورة ٥). يتعين الحرص على العمل بكمية إضافية، إذ سوف تحتاج الكتلة أثناء عملية التصليد الحراري إلى مادة شفت لاحقة، مطلوب عندئذ العمل بسرعة ودقة. بعدها سوف يُختبر مقعد الجسر على القالب النموذجي.

لضمان التركيب المثالي يتعين أولاً قولبة الجزء الرئيسي وتحويله إلى سيراميك. فقط بعدها يجري تصنيع الجزء الثانوي مع جزء الجسر وبقية التيجان. يتعين الآن التحقق من دقة تركيب قطاعات إطارات ثنائي أكسيد الزركونيوم الجاهزة. الآن يتعين التحقق من مطابقة تشكيل الفاصل اللحامي للمعايرة المذكورة أعلاه (انظر فقرة التحضير) وتهيئة مواضع اللحام.

تتم التهيئة باستخدام أحجار ألماس خشنة مثل شارك دنتال ودورنغوند مع التبريد بالمياه في هذه الأثناء (الرقم المرجعي: MLX8-014-885 أو ما شابه) وباستخدام السفح الرملي من خلال جسيمات أكسيد الألومنيوم بحجم 110 ميكرومتر عند ضغط بمقدار ٢ بار.

فُيّل اللحام يُنظف السطح مرة أخرى ببخار الماء.

قبل لحام نسيج ثنائي أكسيد زركونيوم يستلزم تجهيز لحام دي سي إم هوت بوند تسركون و دي سي إم هوت بوند تسركون السائل، تحضير قطنة احتراق تقليدية وحامل مادة اشتعال تقليدي مع خواير حمل. يُنصح باستعمال حامل مادة اشتعال شبكي من ثنائي أكسيد الزركونيوم لضمان تمدد حراري متكافئ في النظام.

ملحوظة:

احرص على عدم تغلظ السائل. عدم إذابة دي سي إم هوت بوند تسركون المخلوط والمُجفف فعلياً مرة أخرى مع دي سي إم هوت بوند تسركون السائل بأي حال من الأحوال.

المعالجة:

يسهل خفق اللحام من خلال معايرة مسحوق دي سي إم هوت بوند تسركون باستخدام مغرفة سيراميك اعتيادية. مقابل كل تطعيم لعنصر ربط أو مقابل كل سنتيمتر من رابطة التجويف النابضي تكفي جرعة واحدة من المسحوق. (صورة ٢)



صُب بعض قطرات دي سي إم هوت بوند تسركون السائل بجانب المسحوق حتى يتغلظ المسحوق بالكامل.

6



قد تنتفخ الآن بعض الفقاعات من «فراغات اللحم» بسبب ضغط أجزاء الإطار. لذا يتعين سد تلك الفراغات. بعد ذلك يتم تصليد مادة اللحم من خلال تسخينها من جميع الجوانب باستخدام مجفف هواء ساخن. تستغرق هذه العملية حوالي 1-2 دقيقة (صورة 6).
يبين «اختبار التماسك» للفني ما إذا كان اللحم صلبًا ومستقرًا. **يضاوي** قوام اللحم المجفف لحام طباشير السبورة المدرسية.

7



الآن يمكن نزع الجسر من القالب دون أن تتحرك أجزاؤه المربوطة (صورة ٧). الآن أصبح الإطار مستقرًا بحيث يمكن اتخاذ الاحتياطات الأخيرة قبل إجراء الاحتراق (مثل فحص الثبات المثالي للجسر على القالب أو إزالة العوائق). حتى هذه اللحظة يمكن إجراء تصحيح دون أدنى مشكلة. أزل فوائض اللحم المنتشرة على حافة التاج باستخدام مشروط.

8



ولتجنب الانزلاق أثناء عملية الاحتراق أيضًا، يتم تشكيل قرص احتراق مخصوص باستخدام قطن احتراق مُسال. يُحقن كل تاج من التيجان بالقليل من قطن الاحتراق لحشو التاج (صورة ٨).

9



بعد ذلك تُثبت كافة العناصر على حامل مادة اشتعال شبكي -يفضل أن يكون مصنوعًا من ثنائي أكسيد الزركونيوم- مع ضرورة توفير عمود ارتكاز مثالي. يُنصح ب تثبيت الخواير على قرص الاحتراق باستخدام قطن احتراق مُسال لتجنب حركتها الذاتية.
يجب تجفيف قطن الاحتراق قبل حرق السيراميك (صورة ٩)؛ ولعمل ذلك يتم تجفيف قطن الاحتراق أثناء انبعاث الحرارة من الفرن حتى يتصلد القطن بالكامل. قد يكون من المفيد أيضًا مع العناصر الكبيرة توفير دعم أساسي من خلال استخدام قطن احتراق مُسال.

فيما يلي برنامج احتراق اللحم. من بين المعايير التي يستند إليها البرنامج حجم العنصر المطلوب لحامه.

بيانات احتراق دي سي إم هوت بوند تسركون كالتالي:	
درجة الحرارة الابتدائية:	450°م
مدة التجفيف:	30 دقيقة على الأقل
درجة الاحتراق:	1000°م
معدل التصاعد:	30°م/الدقيقة
مدة التثبيت:	3 دقائق
التفريغ عند:	450°م
التفريغ حتى:	1000°م

بحسب حجم الإطار (جسور مستديرة أو إطارات كبيرة للغاية) يمكن رفع درجة الاحتراق إلى 10°م - 20°م.

بعد إتمام اللحم يجب ترك العنصر طويلاً حتى يبرد تدريجيًا مع فتح حجرة الاحتراق -من دون معالجة حرارية- لحين بلوغ الحجرة درجة حرارتها الابتدائية مجددًا. يعقب ذلك إزالة خواير الحمل وسفع الجوانب الداخلية للتيجان. بعد الاحتراق يتعين إزالة فائض اللحم باستخدام جلاخات الألماس مع التبريد بالمياه. بانتهاء التحقق من دقة التركيب ينتهي تصنيع الإطار.

يجب أن تتم اللحامات اللاحقة لمواضع الخلل المحتملة باستخدام دي سي إم هوت بوند تسركون وبرنامج احتراق مماثل.

لا يجوز أن تتخطى درجة احتراق سيراميك التكبسية 980°م، كما يجب دائمًا استخدام أقراص احتراق مخصصة مكونة من قطنة الاحتراق المُسال حتى آخر إشعال. تتوقف المعالجة الإضافية على مادة التكبسية المستخدمة. هنا يجب اتباع تعليمات الجهة الصانعة.

انتبه!

يتعين لزامًا تدعيم جميع الإطارات الملحومة أثناء عمليات الاحتراق اللاحقة (اللحام اللاحق واحتراقات التأكد واحتراقات العاج وغيرها) باستخدام حامل مادة اشتعال فردي بواسطة قطن احتراق مُسال.



Dental Creativ Management GmbH

16 Breite Straße
Rostock 18055
Germany

هاتف: +94 183 – 302 55 88
بريد إلكتروني: info@dcm-hotbond.com

www.dcm-hotbond.com

هذا المستند بجميع محتوياته من معلومات وعلامات الشركات ونصوص وبراءات ورسوم توضيحية وصور محمي بموجب قانون الملكية الفكرية ويخضع للملكية دي سي إم. يحظر -ولو على سبيل الاجتزاء- استخدام الوثيقة أو تداولها أو نشرها أو تصويرها أو استنساخها أو نشرها أو تداولها علانية، فضلاً عن إعادة طبعها دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من شركة Dental Creativ Management GmbH. مخالفة حقوق الملكية الفكرية تُعرضك للمسائلة الجنائية والمدنية وتلزمك بدفع تعويض عن الأضرار الناجمة. جميع الحقوق محفوظة.

نسخة منقحة بتاريخ 09.04.2019